


LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS AVANT DE FAIRE LE TEST / READ THE PRECAUTIONS ON THE BACK CAREFULLY BEFORE TESTING / LESEN SIE DIE VORSICHTSMASSNAHMEN AUF DER RÜCKSEITE VOR DEM PRÜFEN SORGFÄLTIG DURCH



Placez le tube dans un des trous du porte-tubes (sur le côté de la boîte).

Place the tube into one of the tube holder holes (on the side of the box).


Stecken Sie das Extraktionsröhrchen in das vorgestanzte Loch der Faltschachtel (an der Seite der Schachtel).



Sans toucher les bords du tube, ajoutez la solution tampon.

Without touching the edges of the tube, add the buffer solution.


Füllen Sie die Pufferlösung in das Extraktionsröhrchen, ohne die Ränder des Röhrchens zu berühren.



Insérez l'écouvillon dans la narine droite (environ 2 cm) et tournez-le 5 fois (environ 15 secondes). Avec le même écouvillon, répétez la procédure dans la narine gauche.

Insert the nasal swab into the right nostril (about 2 cm) and twist it 5 times (about 15 seconds). With the same swab, repeat the procedure in the left nostril.


Führen Sie den Abstrichtupfer in das rechte Nasenloch ein (ca. 2 cm) und drehen Sie ihn 5 Mal (ca. 15 Sekunden). Wiederholen Sie den Vorgang im linken Nasenloch.



Immédiatement après le prélèvement, insérez l'écouvillon dans le tube en le faisant tourner dans la solution 5 à 10 fois tout en pressant le tube.

Immediately after collection, insert the swab into the tube by rotating it in the solution 5 to 10 times while squeezing the tube.

Führen Sie den Abstrichtupfer unmittelbar nach der Proben-Entnahme in das Röhrchen ein. Drehen Sie den Abstrichtupfer 5 bis 10 Mal in der Lösung.




Retirez l'écouvillon en l'essorant pour en extraire le plus de liquide possible. Remettez l'écouvillon dans son emballage d'origine.

Remove the swab by wringing it out to extract as much liquid as possible. Place the swab in its original packaging.

Drücken Sie das Röhrchen gegen den Topfer, um so viel Flüssigkeit wie möglich zu extrahieren. Entfernen Sie anschließend den Abstrichtupfer und legen Sie ihn in seine Originalverpackung.

NÉGATIF / NEGATIVE / NEGATIV




Une seule ligne apparaît sur la zone de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît sur la zone de test (T). L'échantillon ne contient pas de virus SARS-CoV-2. Si les symptômes persistent, refaites un test dans quelques jours. Si les symptômes s'aggravent ou si vous avez des questions d'ordre médical, contactez votre médecin. Continuez à respecter les gestes barrières.

Only one line appears in the control area (C). No line appears in the test area (T). The sample does not contain SARS-CoV-2 virus. If the symptoms persist, repeat a test within a few days. If symptoms worsen, or you have any medical questions, contact your doctor. Respect social distancing guidelines.

Eine einzige Linie wird in der Kontrollzone (C) angezeigt. In der Reaktionszone (T) wird keine Linie angezeigt. Die Probe enthält keinen SARS-CoV-2-Virus. Wiederholen Sie den Test in eine paar Tagen, wenn die Symptome andauern. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich die Symptome verschlimmern oder Sie eine medizinische Frage haben. Respektiere weiterhin Barrieregesten.

LE TEST N'A PAS MARCHÉ / THE TEST DIDN'T WORK / DER TEST HAT NICHT FUNKTIONIERT




Si la ligne de contrôle (C) n'apparaît pas, le résultat du test n'est pas valide. Un volume d'échantillon insuffisant ou une procédure incorrecte sont les raisons les plus courantes de l'absence de lignes de contrôle. Répétez la procédure en utilisant un nouveau test ou contactez votre médecin pour tout autre diagnostic ou question médicale vous concernant.

If the control line (C) does not appear, the test result is not valid. Insufficient sample volume or an incorrect procedure are the most common reasons for missing control lines. Repeat the procedure using a new test or contact your doctor for any other diagnosis or medical question about you.

Wenn die Kontrolllinie (C) nicht angezeigt wird, ist das Testergebnis ungültig. Ein unzureichendes Probenvolumen oder Verfahrensfehler sind die häufigste Ursache fehlender Kontrolllinien. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Test oder kontaktieren Sie Ihren Arzt für eine andere Diagnose oder wenn Sie medizinische Fragen haben.

POSITIF / POSITIVE / POSITIV



2 lignes apparaissent, une dans la zone de contrôle (C) et une autre dans la zone de test (T). L'échantillon contient le virus SARS-CoV-2. Isolez-vous et confirmez le résultat au plus vite avec un test PCR.

Two lines appear, one in the control area (C) and another in the test area (T). The sample contains the SARS-CoV-2 virus. Isolate yourself and confirm the result as soon as possible with a PCR test.

2 Linien werden angezeigt, eine in der Kontrollzone (C) und die andere in der Reaktionszone (T). Die Probe enthält den SARS-CoV-2-Virus. Isolieren Sie sich und bestätigen Sie das Ergebnis so schnell wie möglich mit einem PCR-Test.

Faites correspondre soigneusement votre résultat avec les options suivantes :

Associate your result with one of the following options :


Vergleichen Sie Ihr Test-Ergebnis mit den folgenden Möglichkeiten:



Attendez 15 minutes avant de lire le résultat. N'attendez pas plus de 20 minutes.

Wait a full 15 minutes before reading the result. Do not wait more than 20 minutes.

Warten Sie volle 15 Minuten, bevor Sie das Ergebnis ablesen. Warten Sie nicht länger als 20 Minuten.



Mettez le bouchon sur le tube.

Attach the dropper cap to the tube.


Setzen Sie die Kappe auf das Röhrchen.



Retirez le test de son sachet aluminium et placez-le à plat sur une surface plane et propre.

Remove the test from its foil pouch and place it flat on a clean surface.

Nehmen Sie den Test aus seinem Folienbeutel und legen Sie ihn flach auf eine saubere Oberfläche.



Déposez 3 gouttes du mélange dans le puits S/R.

Put 3 drops of the mixture in the S/R well.

Geben Sie 3 Tropfen Ihrer Probenflüssigkeit auf der Testkassette in die S/R-Vertiefung.

SYMBOLES / SYMBOLS / SYMBOLE

- REF** Référence du produit / Product reference / Produktnummer
- IVD** Dispositif médical de diagnostic *in vitro* / In vitro Diagnostic Medical Device / In-vitro-Diagnostikum
- LOT** N° de lot / Batch number / Chargennummer
- Date limite d'utilisation / Expiry date / Verfallsdatum
- Consulter les instructions d'utilisation / Read the instructions before use / Gebrauchsanweisung lesen
- Ne pas réutiliser / Do not reuse / Nicht wiederverwenden
- Craint l'humidité / Keep dry / An einem trockenen Ort lagern
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Do not use if package is damaged / Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
- 30°C / 4°C / 5°C / 30°C / 4°C / 5°C
- Limites de température de conservation 4°C-30°C / Temperature limits 4°C-30°C / Temperaturbegrenzung 4°C-30°C
- Contenu suffisant pour 5 tests / Content sufficient for 5 tests / Inhalt ausreichend für 5 Tests
- Fabricant / Manufacturer / Hersteller
- STERILE EO / Méthode de stérilisation utilisant l'oxyde d'éthylène / Method of sterilization using ethylene oxide / Sterilisation mit Ethylenoxid
- STERILE R / Méthode de stérilisation utilisant l'irradiation / Method of sterilization using irradiation / Sterilisation durch Bestrahlung
- Mandataire dans la Communauté européenne / Authorized Representative in the European Community / Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
- CE 0483
- NG-BIOTECH LABORATOIRES
- ZA Courbouton, secteur 1 - 35480 GUIPPRY - France / Tel : +33(0)2 23 30 17 83 - www.ngbiotech.com / covid-19@ngbiotech.com

Ninonasal®

Autotest - Self-test - Selbsttest

- FR Pour usage de diagnostic *in vitro* uniquement
- EN For *in vitro* diagnosis only
- DE Für die Verwendung in der *in-vitro*-diagnostik

INCLUS DANS LE KIT / INCLUDED IN THE KIT / IM KIT ENTHALTEN

- 5 dispositifs de test avec dessiccant / 5 test devices with desiccant / 5 Testkassette mit Trockenmittel
- 5 tubes + 5 bouchons / 5 tubes + 5 dropper caps / 5 Röhrchen + 5 Kappen
- 5 écouvillons nasaux stériles / 5 sterile nasal swabs / 5 steriler Abstrichtupfer
- 5 steriles Abstrichtupfer
- 1 résultat / result / ergebnis
- 1 puits / well / muld
- 1 Solution tampon / Buffer solution / Pufferlösung
- 1 1 Flacon / 1 Bottle / 1 Flasche
- 1 5 unidoses / 5 unit-doses / 5 einheiten dosis
- + 1 notice / 1 package insert / 1 Gebrauchsanweisung
- NON INCLUS / NOT INCLUDED / NICHT ENTHALTEN
- montre, chrono / watch, timer / Uhr, Stoppuhr

RÉSUMÉ DU TEST

L'autotest Ninonasal® est un test immunochromatographique rapide à usage unique destiné à être utilisé comme aide au diagnostic dans la détection de l'antigène SARS-CoV-2 dans un échantillon nasal. L'autotest Ninonasal® est destiné à être utilisé par des utilisateurs inexpérimentés dans un cadre privé en tant qu'autotest.

PRINCIPE DU TEST

L'autotest Ninonasal® comprend une bandelette de test en papier à l'intérieur d'un dispositif en plastique. Le test est réalisé en prélevant un échantillon nasal extrait dans une solution tampon, puis en plaçant 3 gouttes de ce mélange sur la bandelette de test. Lorsque le test est réalisé, jusqu'à 2 lignes peuvent apparaître sur la bandelette. La ligne de contrôle (C) permet de valider que le test a été utilisé correctement et ne sera visible que si la migration a eu lieu. La ligne de test (T) ne sera visible que si l'échantillon appliqué contient le virus SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19).

PROCÉDURE ET INTERPRÉTATION

Voir la procédure détaillée au dos.

LIMITATIONS D'UTILISATION

- Le test produira des résultats négatifs dans les conditions suivantes : la quantité de virus SARS-CoV-2 dans l'échantillon est inférieure à la limite de détection minimale du test ou le prélèvement de l'échantillon nasal n'a pas été correctement effectué.
- Ne pas utiliser de spray nasal dans les 12 heures précédant le test.
- Pour obtenir des résultats précis, ne pas utiliser d'échantillons visqueux ou d'échantillons contenant visiblement du sang.
- Un résultat négatif n'exclut à aucun moment la possibilité d'une infection par la COVID-19. Si le résultat du test est négatif et que les symptômes cliniques persistent, un test supplémentaire ou un autre type de diagnostic doit être effectué.
- Le non-respect des consignes d'utilisation peut entraîner des résultats faussement positifs ou négatifs.
- L'infectiosité ne peut être exclue sur la seule base d'un résultat de test négatif. • Les résultats positifs ou négatifs doivent être confirmés par un professionnel de santé.
- Ce test ne peut pas déterminer la quantité du virus SARS-CoV-2 dans l'échantillon.

- La concentration du virus SARS-CoV-2 dans l'échantillon peut varier au cours de la maladie et peut diminuer en dessous de la limite de détection du test (en particulier lorsque la durée des symptômes augmente). Les échantillons prélevés dans les 7 jours suivant l'apparition des premiers symptômes sont généralement plus susceptibles de donner un résultat positif.

- Le test confirme la présence de l'antigène du SARS-CoV-2 (protéine N) chez un patient symptomatique ou asymptomatique. Si le résultat est négatif, il ne doit pas être utilisé comme seul critère pour écarter le diagnostic d'une infection par le SARS-CoV-2, consultez votre médecin.
- L'utilisateur ne doit prendre aucune décision médicalement importante concernant son état de santé sans consulter au préalable un professionnel de santé.
- Le test est destiné aux adultes. Si le test est réalisé sur des enfants de moins de 18 ans, il doit être réalisé sous la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le test est à usage unique. Le dispositif de test, l'écouvillon, le tube et le bouchon ne doivent pas être réutilisés.

- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée.
- Ne pas utiliser si la pochette en aluminium est endommagée (par ex. déchirée, perforée) ou ouverte.

- Ne pas ouvrir le sachet en aluminium avant d'avoir entièrement lu les instructions et d'être prêt à vous tester.
- N'utiliser aucune autre solution que la solution tampon fournie avec le test. N'utilisez pas de flacon ou d'unidose ouvert ou qui fuit.
- Éviter tout contact oculaire/cutané avec la solution tampon.
- Le test doit être placé sur une surface plane et propre en attendant le résultat. Le test ne doit jamais être tourné vers le haut.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de manipulation du test.
- Si les instructions ne sont pas suivies correctement, les résultats peuvent être erronés.
- Si le sachet a été conservé à 4-8°C, attendre au moins 10 minutes pour que le test revienne à température ambiante (15-25°C).

CONSERVATION

- Le test doit être conservé entre 4°C et 30°C.
- Ne pas congeler.
- Ne pas ouvrir le sachet aluminium tant que vous n'êtes pas prêt à effectuer le test. Le test doit être effectué immédiatement après ouverture.

ÉLIMINATION

Après utilisation, placer le test et le contenu du kit dans son emballage d'origine. Suivre les recommandations locales pour l'élimination.

PERFORMANCES

La sensibilité (ou capacité à détecter les vrais positifs) du test est de 98% (intervalle de confiance : IC95% [93-100]). La spécificité (ou capacité à détecter les vrais négatifs) du test est de 99% (intervalle de confiance : IC95% [98-100]). Les résultats des tests ont été comparés aux résultats obtenus avec la méthode standard (RT-PCR).

<ul style="list-style-type: none">Plateforme du ministère : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests Portail de signalement des événements sanitaires indésirables : https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
--

EN English

TEST SUMMARY

Ninonasal® self-test is a rapid, single-use immunochromatographic test for use as a diagnostic aid in the detection of SARS-CoV-2 antigen in a nasal sample. Ninonasal® self-test is intened for use by lay users in a private setting as a self-diagnosis.

TEST PRINCIPLE

Ninonasal® self-test includes a paper test strip inside a device. The test is performed by collecting a nasal sample extracted in a buffer solution, then placing 3 drops of this mixture on the test strip. When the test is performed correctly, up to 2 lines may appear on the paper. The control line (C) is used to confirm that the test has been used correctly and be visible if the migration has taken place. The test line (T) will only be visible if the applied sample contains the SARS-CoV-2 virus (responsible for COVID-19).

PERFORMING AND INTERPRETING

See detailed procedure on the back.

USE LIMITATIONS

- The test will produce negative results in the following conditions: the amount of SARS-CoV-2 virus in the sample is below the minimum detection limit of the test or the nasal sample was not collected correctly.

- Do not use nasal spray within 12 hours before performing the test.
- To have accurate results, do not use viscous samples or samples that contains visible blood.
- A negative result never rules out the possibility of infection with COVID-19. If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional testing or other type of diagnosis should be performed.
- Failure to follow the instructions for use can lead to false positive or negative results.
- Infectivity cannot be ruled out on the sole basis of a negative test result.
- Positive or negative results must be confirmed by a healthcare professional.
- This test cannot determine the quantitative value of SARS-CoV-2 virus in the sample.
- The concentration of SARS-CoV-2 virus in the sample may vary during the course of the illness and may decrease below the detection limit of the test (especially when the duration of symptoms increases). Samples collected within 7 days of onset of the first symptoms are generally more likely to give a positive result.

- The test confirms the presence of SARS-CoV-2 core antigen (N protein) in a symptomatic patient. If the result is negative, it should not be used as the sole criterion for diagnosing a SARS-CoV-2 infection, consult your doctor.
- The user should not make any medically important decision regarding his health state without first consulting a healthcare professional.
- The test is intended for adults. If the test is performed on children under 18 years old, it must be performed under the supervision of an adult.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- The test is for single use only. The test device, swab, tube as cap should not be reused.
- Do not use if the expiry date has passed.
- Do not use if the foil pouch is damaged (eg. torn, punctured) or opened.
- Do not open the aluminum pouch before reading the instructions carefully and being ready to test.
- Do not use any solution other than the buffer solution that was supplied with the test. Do not use an open or leaking buffer solution in bottle or unit-dose.
- Avoid eye/skin contact with the buffer solution.
- The test should be placed on a flat and clean surface while awaiting the result. The test should never face upwards.
- Do not eat, drink or smoke in the test handling area.
- If the instructions are not followed correctly, the results may be false.
- In case the pouch has been stored at 4-8°C, wait

at least 10 minutes for the test to return to room temperature (15-25°C).

STORAGE

- The test should be stored between 4°C and 30°C.
- Do not freeze.
- Do not open the foil pouch until you are ready to perform the test. The test should be performed immediately after opening.

DISPOSAL

After use, place the test and the kit content in its original package and dispose it according to local regulations.

PERFORMANCES

The sensitivity (or ability to detect true positives) of the test is 98% (confidence interval: IC95% [93-100]). The specificity (or ability to detect true negatives) of the test is 99% (confidence interval: IC95% [98-100]). The test results were compared with the results obtained with the standard method (RT-PCR).

DE Deutsch

ZUSAMMENFASSUNG DES TESTS

Der Ninonasal®-Selbsttest ist ein immunchromatographischer Schnelltest zur einmaligen Anwendung, als diagnostisches Hilfsmittel zum Nachweis von SARS-CoV-2 Ag-Antigen in einer nasalen Probe. Der Ninonasal®-Selbsttest ist für den Gebrauch durch Laien im privaten Rahmen zur Selbstdiagnose vorgesehen.

TESTPRINZIP

Der Ninonasal®-Selbsttest enthält einen Papierteststreifen in einer Kunststoffkassette. Der Test wird durchgeführt, indem eine in einer Pufferlösung extrahierte Nasenprobe entnommen wird und dann 3 Tropfen dieser Mischung auf den Teststreifen gegeben werden. Wenn der Teststreifen durchgeführt wird, können bis zu 2 Linien auf dem Papier erscheinen. Die Kontrolllinie (C) dient zur Überprüfung der korrekten Anwendung des Tests und wird nur sichtbar, wenn die Migration stattgefunden hat. Die Testlinie (T) wird nur sichtbar, wenn die aufgetragene Probe das SARS-CoV-2-Virus (verantwortlich für COVID-19) enthält.

DURCHFÜHRUNG UND INTERPRETATION

Siehe die detaillierte Vorgehensweise auf der Rückseite.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- Der Test führt unter folgenden Bedingungen zu einem negativen Ergebnis: Die Menge des SARS-CoV-2-Virus in der Probe liegt unter der Mindestnachweisgrenze des Tests oder die nasale Probenentnahme wurde nicht korrekt durchgeführt.
- Verwenden Sie innerhalb von 12 Stunden vor Durchführung des Tests kein Nasenspray.
- Verwenden Sie keine viskosen Proben oder Proben, die sichtbares Blut enthalten, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
- Ein negatives Ergebnis schließt zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit einer Infektion mit COVID-19 aus. Wenn das Testergebnis negativ ist und die klinischen Symptome fortbestehen, sollten zusätzliche Tests oder eine andere Art der Diagnose durchgeführt werden.
- Eine Infektion kann nicht allein auf der Grundlage eines negativen Testergebnisses ausgeschlossen werden.
- Positive oder negative Ergebnisse müssen von einer medizinischen Fachkraft bestätigt werden.
- Dieser Test kann den quantitativen Wert des SARS-CoV-2-Virus in der Probe nicht bestimmen.
- Die Konzentration des SARS-CoV-2-Virus in der Probe kann im Verlauf der Erkrankung schwanken und unter die Nachweisgrenze des Tests sinken (insbesondere wenn die Dauer der Symptome zunimmt). Proben, die innerhalb von 7 Tagen nach Auftreten der ersten Symptome entnommen werden, ergeben im Allgemeinen mit größerer Wahrscheinlichkeit ein positives Ergebnis.

- Der Test bestätigt das Vorhandensein des SARS-CoV-2-Core-Antigens Nukleokapsidprotein (N-Protein) bei einem symptomatischen Patienten. Wenn das Ergebnis negativ ist, sollte es nicht als alleiniges Kriterium für die Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion verwendet werden, fragen Sie Ihren Arzt.
- Der Anwender sollte keine medizinisch wichtige Entscheidung bezüglich seines Gesundheitszustandes treffen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.
- Sollen Minderjährige getestet werden, darf die Testanwendung nur durch oder unter Aufsicht von Erwachsenen stattfinden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der Test ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Testvorrichtung, der Abstrich upfer und das Extraktionsröhrchen mit Verschlussstopfen sollten nach dem Gebrauch nicht wiederverwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist.

- Nicht verwenden, wenn der Folienbeutel beschädigt (z.B. eingerissen, durchstochen) oder geöfnet ist.
- Öffnen Sie den Aluminiumbeutel nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen haben und bereit für den Test sind.
- Verwenden Sie keine andere Lösung als die Pufferlösung, die mit dem Test geliefert wurde. Verwenden Sie keine angebrochene oder undichte Pufferlösungsampulle/Flasche.
- Vermeiden Sie Augen-/Hautkontakt mit der Pufferlösung.
- Der Test sollte auf eine flache Oberfläche gelegt werden, während Sie das Ergebnis abwarten. Während der Testdurchführung sollte der Test nicht vertikal gehalten werden.
- Essen, trinken oder rauchen Sie nicht im Bereich der Testhandhabung.
- Wenn die Anweisungen nicht korrekt befolgt werden, können die Ergebnisse falsch sein.
- Falls der Beutel bei 4-8°C gelagert wurde, warten Sie mindestens 10 Minuten, bis der Test wieder Raumtemperatur erreicht hat (15-25°C).

LAGERUNG

- Der Test sollte zwischen 4°C und 30°C gelagert werden. Nicht einfrieren.
- Öffnen Sie den Folienbeutel erst, wenn Sie bereit sind, den Test durchzuführen. Der Test sollte sofort nach dem Öffnen durchgeführt werden.

ENTSORGUNG

Legen Sie den Test und den Inhalt des Kits nach Gebrauch in die Originalverpackung. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

Aucune réaction croisée / No cross reaction / Keine Kreuzreaktivität		
<p>Coronavirus humain / Human Coronavirus / Coronavirus beim Menschen</p>	<p>Variant/Variante</p>	<p>Divers/ other/ Diverses</p>
<ul style="list-style-type: none">- HCoV-NL63 - MERS-CoV - HCoV-OC43 - HCoV-229E <1 µg/mL (=12,04x109 particules/mL)	<p>Alpha</p> <p>Beta</p> <p>Gamma</p> <p>Delta</p>	<p>Enterovirus,</p> <p>Respiratory Syncytial Virus,</p> <p>Adenovirus, Influenza B,</p> <p>Parainfluenza,</p> <p>Mycoplasma pneumoniae,</p> <p>Bordetella pertussis,</p> <p>Humanes,</p> <p>Metapneumovirus,</p> <p>Influenza A H1 und</p> <p>Influenza A H3,</p> <p>Influenza A H1 2009</p>
<p>Réaction croisées pour les concentrations ></p> <p>Cross reactions for concentration ></p> <p>Kreuzreaktivität für Konzentrationen größer</p> <p>oder gleich 5 ng/mL (=6,02x106 Partikel/mL)</p>		

LEISTUNGEN

Die Sensitivität (oder Fähigkeit, echte Positive zu erkennen) des Tests beträgt 98% (Vertrauensbereich: CI95% [93-100]). Die Spezifität (oder die Fähigkeit, echte Negative zu erkennen) des Tests beträgt 99% (Konfidenzintervall: CI95% [98-100]). Die Testergebnisse wurden mit den Ergebnissen verglichen, die mit der Standardmethode (RT-PCR) erzielt wurden.

BIBLIOGRAPHIE/BIBLIOGRAPHY/LITERATUR

1/ Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses.Nat.RevMicrobiol2019;17:181-192. PMID:30531947 DOI:10. 1038/s41579-018-0118-9.

2/ Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502. PMID:27012512 DOI:10.1016/j.tim.2016.03.003.

3 / Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164.PMID:22094080 DOI:10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2.

4 / World Health Organization (WHO). Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020. (Accessed 26 Jan 2020). https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china.

5 /World Health Organization (WHO). Coronavirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus.